

3 EQUIPOS

que todo especialista de la audiolología

debe tener en su **consultorio**

Y los encuentras en:

www.silvherltda.com



SILVHER

DISPOSITIVOS MÉDICOS
calidad, tecnología e innovación

¡HOLA!

Este es nuestro primer ebook y queremos compartir con ustedes los 3 equipos que todos los especialistas de la audiolología debe tener en su consultorio para prestar un excelente servicio y contar con la mejor tecnología.

1. AUDIOMETRO R37A



<https://silvherltda.com/product/r37a/>



AUDIOMETRO DE DIAGNÓSTICO DE 2 CANALES PARA PRUEBAS DE HABLA Y DE TONOS

TIPOS DE PRUEBAS:

Prueba de tonos puros, umbral automáticos, pruebas de habla, prueba de stenger, ABLB, GAP, DLF (Diferencia Limite por Frecuencia)

Campo libre (parlantes), Multifrecuencia para microaudiometria, Alta frecuencia hasta 20khz

Impresora térmica rápida incorporada con ancho de papel:

112 mm suministrada como parte estándar

Fabricado, diseñado, desarrollado y comercializado bajo certificado de calidad ISO 13485, ISO 9001.

Producto médico con marca CE y aprobado por la FDA



Ficha técnica:

<https://silvherltda.com/product/r37a-hf/>

2. IMPEDANCIOMETRO R36M



<https://silvherltda.com/product/r36m/>

IMPEDANCIÓMETRO CLÍNICO

TIMPANOMETRÍA:

Timpanometría automática, Reflejo Acústico, Reflejo de decaimiento, Pruebas rápidas de evaluación, latencia del reflejo acústico (ARLT), ETF (intacto, perforado y patológico) Pruebas especiales (Crecimiento-DLI y no acústico)

REPORTES:

- Impreso en impresora térmica
- Informe pdf creado directamente desde el dispositivo y almacenado en un pen drive USB Y se incorporan los comentarios a través del teclado USB
- (opcional)
Transferencia de datos a PC con la instalación del sitio de administración de datos Resonance MDSreflejo acústico (ARLT), ETF (intacto, perforado y patológico) Pruebas especiales (Crecimiento-DLI y no acústico)

FUNCIÓN PARA NIÑOS:

Para ayudar a mantener al niño distraído durante la prueba rápida en la pantalla a color aparece una serie de imágenes animadas



Ficha técnica:



<https://silvherltda.com/wp-content/uploads/2019/05/Flyer-R36M-sin-PT.pdf>



R36M

3.

POTENCIAL EVOCADO Y OAE PATH MEDICAL SENTIERO ADVANCED



<https://silvherltda.com/product/path-medical-sentiero-advanced/>



ABR, OAE Y AUDIÓMETRO

El espectro completo de capacidades diagnósticas en un equipo portátil

OAE y ABR y Audiometría tonal por vía ósea y vía aérea con enmascaramiento

Hacen que este set sea una selección única para su clínica audiológica

Dispositivo con posibilidad de adición de módulos

SENTIERO

No es solamente un equipo de screening neonatal – ¡es mucho más! Desde bebés prematuros o de riesgo a diagnóstico de reconfirmación

¡SENTIERO ES EL LÍDER EN TECNOLOGÍA!

Desarrollado por el grupo galardonado de ingenieros de PATH MEDICAL, SENTIERO fue introducido en 2009 como el primer equipo en el mundo de audiometría y OAE con pantalla táctil. ¡En 2013 se introdujo también el primer timpanómetro con pantalla táctil en la plataforma SENTIERO! Ahora todo se une: nuevamente características únicas y primeras en el mundo.

El equipo de ingenieros de PATH MEDICAL no tiene igual: los mismos ingenieros que desarrollaron el EchoScreen en 1998 contribuyeron con su experiencia y profesionalismo, y siguen contribuyendo en la actualidad. ¿Dónde se encuentra esta confiabilidad? ¡En PATH MEDICAL en Alemania!



Ficha técnica:

<https://silvherltda.com/wp-content/uploads/2019/06/Sentiero-Advanced.pdf>

Todo esto y mucho más lo encuentras en nuestro catálogo virtual:

<https://silvherltda.com/productos/>

Estamos a tus servicios



(+57) 315 891 13 85



ventas@silvherltda.com



Calle 53 # 58 19, La Esmeralda
Bogota, Colombia



www.silvherltda.com