



TOP 5 DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PREFERIDOS POR NUESTROS CLIENTES



En Silvher LTDA, somos conocedores de la importante labor que realizan ustedes los especialistas de audiología en Colombia. Somos una empresa especializada en suministros, mantenimiento y calibración de equipos audiológicos y ocupacionales.

En nuestra empresa encontrará cabinas sonoamortiguadas, material de impresión, elaboración de protectores auditivos y en general todo lo relacionado con audiología y salud ocupacional. Además, contamos con personal idóneo, calificado y especializado en el tema, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente establecida para Colombia.

PATH MEDICAL

SANTIERO ADVANCED ABR, OAE, ECOG, ASSR



SENTIERO puede ser también un equipo portátil todo en uno, que integra ASSR, Otoemisiones Acústicas de Producto de Distorsión (DPOAE), TEOAE y Audiometría de Tonos Puros. ¡También hay varias pruebas de logaudiometría disponibles!

Con **SENTIERO**, el usuario puede personalizar los protocolos de DPOAE con doce o más frecuencias hasta 30 puntos por octava entre 800 Hz y 10 kHz.

Obtener un mapa de la cóclea es mucho más rápido utilizando el FMDPOAE® (DPOAE con modulación de frecuencia) patentado, tecnología multicanal, y realizando mediciones en ambos oídos simultáneamente utilizando la opción de dos sondas.

- Varias pruebas en un mismo equipo (ABR, ASSR, OAE, audiometría por vía aérea y vía ósea, logaudiometría, timpanometría)
- OAE multicanal con FMDPOAE®
Audiograma coclear patentado y paradigma de la tijera: varía la diferencia de intensidad entre los dos estímulos para maximizar la amplitud de la respuesta!
- Protocolos personalizables para cada módulo. Por ej. protocolos para DPOAE entre 800 Hz – 10 kHz con hasta 30 puntos por octava le permiten obtener toda la información entre octavas que necesite

CARACTERÍSTICAS



01

CABINAS SONOAMORTIGUADAS

SP090-SF150

Paneles laterales y techo: Las paredes laterales y techo se fabrican en paneles desmontables con sellos acústicos especiales. Para los paneles laterales el grosor de las paredes es de 10cm.

Externamente los paneles laterales están contruidos en Lámina C.R.cal. 18, y en su interior en Lámina C.R. Perforada de uso acústico, el techo y el piso cuentan con una capa externa de Yumbolon (Material acústico especial fácil de lavar y limpiar).

Estos paneles van rellenos con una mezcla de materiales inertes de altas especificaciones para atenuación y absorción del ruido.



Cuenta con eficiencia en reducción de ruido: Se entrega estudio de ruido realizado después de la fabricación, indicando los niveles de atenuación.

TRANSPORTABLES DESARMABLES: La cabina está montada sobre una base de 1/8 con sistema de anclajes que permiten armar y desarmar los módulos con suma facilidad permitiendo con ello su fácil traslado de un lugar a otro, cuenta además con un sistema de 4 ruedas para facilitar desplazamientos cortos.

02

CALIBRACIÓN DE CALIBRACIÓN DE CALIBRACIÓN DE

CALIBRACIÓN DE

AUDIÓMETROS E IMPEDANCIÓMETROS

Silver LTDA cuenta con un laboratorio de audiología con los más altos estándares de calidad en el país. Nuestro grupo de ingenieros electrónicos y biomédicos se encuentran altamente capacitados en Colombia y en el exterior.

Contamos con calibradores LARSON DAVIS, cada uno compuesto con mastoides artificial y cavidades de 6cc y 2cc. Osciloscopio marca TEKTRONIX, multímetro digital FLUKE modelo I77 (con contador de frecuencias) Nuestros servicios de calibración se realizan en cumplimiento de las normas ANSI S3.6 de 1996.



03

RESONANCE R37A HF

Audiómetro clínico de 2 canales para pruebas de tono y habla

Prueba de tonos puros, Umbral automatico, ABLB, pruebas de habla, prueba de stenger, DLI, SISI, Bekesy, prueba de decaimiento, MLB, prueba Multifrecuencias, GAP, DLF (Diferencia Limite por Frecuencia) Alta frecuencias hasta 20 KHz.

Cuenta además con:

- › Interfaz del usuario multilingual
- › Transferencia de datos a pc a través cable por puerto usb
- › Impresora térmica rápida incorporada con ancho de papel: 112 mm suministrada como parte estándar
- › Monitor de 7" tft pantalla a color



»» ALQUILER DE CABINAS SONOAMORTIGUADAS

Recuerde que si necesita un equipo mientras el suyo se nacionaliza, Silver LTDA cuenta con servicio de alquiler.

05





Somos un **equipo de profesionales** empeñados en prestar un servicio de calidad al alcance de **nuestros clientes.**

 (+57) 315 891 13 85  ventas@silvherltda.com  www.silvherltda.com